



Nome Name		Empresa Company	
Rua Street		CEP/Local zip/City	
País Country			
Telefone Phone	Telefax Fax	E-Mail Email	
Comissão Referência			

Escala: 1 : 10
Scale: 1 : 10



1. Tripé com ajuste de altura de segurança de uma mão IV-pole with single-handed safety height adjustment
2. Lugar para suporte de monitor, anel de ligação equipotencial, Suporte de cabo/mangueira etc. Space for monitors, grounding ring, cable/tube holder etc.
3. Espaço para bombas de infusão, Monitores etc. Space for infusion pumps, monitors etc.
4. Barra de encaixe Docking bar
5. Espaço para ventiladores, cestos ou outros acessórios Space for baskets and other additional equipment
6. Lugar para garrafas de 5 l de O₂ Space for O₂ bottles of 5 l
7. Rodízios duplos Ø 125 mm Twin castors Ø 125 mm



O equipamento pesado deve ser instalado o mais baixo possível: um centro de gravidade baixo aumenta a segurança contra tombamento.

Placement option of heavy devices should be positioned as low as possible: low centre of gravity increases the tip-over safety.

Testes de segurança do sistema de acordo com a Lei de Dispositivos Médicos e os padrões aplicáveis é de responsabilidade do fabricante e do operador do sistema antes do comissionamento!

Before initial operation, the system creator and operator shall be responsible for the system security-proof in accordance to the medical product laws and latest standards!

provita medical - Qualidade para a Vida

provita medical gmbh & co. kg

Auf der Huhfuhr 8
42929 Wermelskirchen
Alemanha

Telefone +49(0)2193 5105-0
Fax +49(0)2193 5105-269
info@provita.de

provita.de



CSE Equipamentos e Serviços Eireli
Via Expressa Paul Fritz Kuehnrich, 867 | Blumenau | SC
Telefone: (47) 3329-1602
contato@cseonline.com.br

www.provita.de



Você pode encontrar outro formulário de consulta abaixo provita.de
Find a new enquiry form on provita.de

Imagens do Aplicativo Application pictures

provi DOCK

CATÁLOGO

Carrinho de transferência móvel / Mobile Transfer Cart



Inward patient transportation: safe, fast and easy

According to current studies, the inward patient transportation of patients in the hospital represents an intensive situation of costs and personnel due to the high expenditure on planning, preparation and implementation. It is not but with a great effort and time that a continuous supervision and monitoring of medicine and/or infusion therapy can be guaranteed.

However, the constant expansion of therapeutic and diagnostic possibilities is making internal patient transport more and more important.

ASSESS RISK – **„The weakest link in the therapy chain“**

In addition to the medical added benefit, this is associated with increased risks for every patient: when the patient leaves his well-equipped ward for transport, thanks to modern intensive care medicine, more and more devices are carried along the patient's bed. This is often done by placing the equipment on the patient bed. Quite apart from

the hygienic problem, inward patient transportation quickly becomes a danger to patients and equipment alike and thus the weakest link in the monitoring and therapy chain.

RISK MANAGEMENT – **„Minimise risks, achieve safety“**

One possible help to this problem is the use of a trolley that can be docked to the bed, where all necessary equipment for monitoring, therapeutic and diagnostic treatment can be attached safely and comfortably. This is where the Provita docking trolley »provi-DOCK« comes into place with its compact and modular system. Through its many variants, flexible design and the wide range of accessories allow solutions to be developed that are tailored made to the individual needs and challenges of each requirement.

provi-DOCK

+ **fixação segura de dispositivos a serem transportados garante um fornecimento de infusão constante e eficiente do paciente em uma emergência ou ao ser transferido**

+ **safety carrying of devices guarantees the constant, efficient medical patient care in case of emergency or patient transfer**



You Tube

Vídeo de aplicação em www.provita.de
Application video see www.provita.de

Material	Aço inoxidável
Acessório de cama	Viga de encaixe ajustável em altura com 2 ganchos
Projeto de tubo vertical	1 tubo vertical, 1 tripé
Comprimento do tubo vertical	1.350 mm
Diâmetro do tubo vertical	Ø 38 milímetros
Distância do tubo vertical - tripé	500 mm
Tripé de ajuste de altura	Ajuste de altura de segurança com uma mão
Alcance do ajuste	1.770 – 1.940 mm
Suporte para frasco	Aço inoxidável, 3 ganchos - 5 kg/gancho
Trilhos de suporte para dispositivos	4 peças de 25 × 10 × 680 mm
Rolos	Rodízios duplos Ø 125 mm

Material	Stainless steel
Bed mounting	height adjustable docking bar with 2 docking hooks
Tube version	1 Round tube, 1 IV-Pole
Round tube length	1.350 mm
Round tube diameter	Ø 38 milímetros
Distance Round tube – IV-Pole	500 mm
Height adjustment IV-Pole	single-handed safety height adjustment
Regulating range	1.770 – 1.940 mm
Bottle holder	Stainless steel, 3 hooks – 5 kg / hook
Medical rails	4 pcs. each 25 × 10 × 680 mm
Castors	Ø 125 mm twin castors

Como funciona o carro de transferência Docking procedure of transfer cart



provi-DOCK

Visão geral da variante
Configurations Overview




	IDOCK410	IDOCK510	IDOCK610
Carga máxima Maximum load capacity	30 kg	50 kg	80 kg
Carrinho de peso (sem dispositivos) Weight (without devices)	cerca de 46 kg appr. 46 kg	cerca de 50 kg appr. 50 kg	cerca de 55 kg appr. 55 kg
Tamanho da placa de pé Size of base plate	410 × 600 mm	510 × 600 mm	610 × 600 mm
Estende a cama em Extends the bed by	aprox. 365 mm* appr. 365 mm*	aprox. 415 mm* appr. 415 mm*	aprox. 465 mm* appr. 465 mm*

* (ATENÇÃO: Dependendo do tipo de cama, pode haver dimensões diferentes!)

* (ATTENTION: Differences on measurements can occur depending on the types of beds!)

Carro de transferência com espaçadores variáveis

Transfer cart with variable spacers



Incluso na entrega
Included in delivery

Unidade de ajuste 0-60 mm

Adjustment unit 0-60 mm

Z-DOCK43

Unidade de ajuste 60-110 mm


Adjustment unit 60-110 mm





Z-DOCK44

Unidade de ajuste 110-170 mm

Adjustment unit 110-170 mm



impede a colisão das rodas o carrinho de ancoragem e a cama hospitalar
prevents collision of the casters of the transfer cart and hospital bed



Alcance do ajuste
Adjustment range
0-170 mm

Zubehör Accessories



Z-DOCK02

Cesta multiuso 250 × 90 × 200 mm
com garra para tubo redondo Ø 38 mm

Multipurpose basket 250 × 90 × 200 mm
with set of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK05

Trilho de equipamentos 680 mm
com 2 × conjunto de garras para tubo redondo Ø 38 mm

Medical rail 680 mm
with 2 sets of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK35

Trilho de equipamentos frente e verso 680 mm
com 2 × conjunto de garras para tubo redondo Ø 38 mm

Medical rail double-sided 680 mm
with 2 sets of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK01

Suporte para ficha com conjunto de grampos para tubo redondo Ø 38 mm

File Holder with set of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK81

Braço de suporte a uma altura fixa para montagem em tubo redondo para monitores »PHILIPS«

Support arm fixed height to mount on round tube for monitors »PHILIPS«



Z-DOCK82

Braço de apoio a uma altura fixa para montagem em tubo redondo para monitores com adaptador universal (GE, Dräger...)

Support arm fixed height to mount on round tube for monitors with universal adapter (GE, Dräger...)



Z-DOCK83

Braço de suporte a uma altura fixa para montagem em tubo redondo para monitores com montagem VESA 75/100

Support arm fixed height to mount on round tube for monitors with VESA 75/100 mounting



Z-DOCK61

Braço giratório a uma altura fixa para montagem em tubo redondo para monitores »PHILIPS« IntelliVue MP5-70 e MX400-800


Pivot arm fixed height to mount on round tube for monitors »PHILIPS« IntelliVue MP5-70 and MX400-800



Z-DOCK63

Braço giratório a uma altura fixa para montagem em tubo redondo para monitores com adaptador universal (GE, Dräger...)

Pivot arm fixed height to mount on round tube for monitors with universal adapter (GE, Dräger...)



Z-DOCK65

Braço giratório a uma altura fixa para montagem em tubo redondo para monitores com montagem VESA 75/100

Pivot arm fixed height to mount on round tube for monitors with VESA 75/100 mounting

Zubehör Accessories



veja a página 11
see page 11

Z-DOCK41

Trilho de estabilização com 2 suportes ajustáveis

Stabilizer rail with 2 adjustable supports

Z-DOCK42

Conjunto de rolos de suporte estabilizados com garras, adequado para IDOCK410

Set of stabilizing castors with clamps, suitable for IDOCK410



Z2K06384

Tira de energia médica com 4 plugues, garra de fixação universal para trilho de equipamento e tubo redondo, com capa protetora

Medical approved plugboard with 4 plugs, universal mounting bracket for round tube and medical rails, with safety cover



Z2K06394

Tira de energia médica com 6 plugues, garra de fixação universal para trilho de equipamento e tubo redondo, com capa protetora

Medical approved plugboard with 6 plugs, universal mounting bracket for round tube and medical rails, with safety cover

Z2K07014

Tira de energia médica 4 plugues, 2 pinos fundidos, garra de fixação universal para trilho de equipamento e tubo redondo, com capuz de proteção

Medical approved plugboard with 4 plugs, 2-pole fused, universal mounting bracket for round tube and medical rails, with safety cover

Z2K07124

Tira de energia médica 6 plugues, 2 pinos fundidos, garra de fixação universal para trilho de equipamento e tubo redondo, com capuz de proteção

Medical approved plugboard with 6 plugs, 2-pole fused, universal mounting bracket for round tube and medical rails, with safety cover



Z-DOCK18

Suporte de mangueira
Material: aço inoxidável

Tube holder
Material: Stainless steel



Z-DOCK27

Suporte de mangueira com anel de fixação de 2 peças para tubo redondo Ø 38 mm

Tube holder with splitted assembling ring for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK32

Maçaneta de empurrar, conjunto de garras para fixação em tubo redondo Ø 38 mm

Pushing handle with set of clamps for round tube Ø 38 mm



Z-DOCK28

Suporte para cilindro de oxigênio para cilindros de 2 ou 3 litros com garra de liberação rápida

Oxygen bottle holder for bottles of 2 or 3 l with quick-release-lever



Z-DOCK80

Suporte para cilindro de oxigênio regulável em altura, para cilindros de 2, 3 ou 5 litros com garra de liberação rápida

Oxygen bottle holder height adjustable, for bottles of 2, 3 or 5 l with quick-release-lever



Z-DOCK31

Suporte para cilindro de oxigênio para cilindros de 5 litros na placa de base; 2 ganchos de fixação com cinto tensor

Oxygen bottle holder for bottles of 5 l on the base plate; 2 supporting hooks with lashing strap



Z2K09343

Suporte de Cabo / mangueira para tubo redondo Ø 38 milímetros

Cable- / Tube holder for round tube Ø 38 mm



Z2K09353

Suporte de Cabo / mangueira para trilho de equipamentos 25 x 10 mm

Cable- / Tube holder for medical rail 25 x 10 mm



Z-DOCK21 Ø 25 x L 300 mm
Z-DOCK22 Ø 25 x L 450 mm
Z-DOCK23 Ø 25 x L 600 mm
Z-DOCK29 Ø 25 x L 800 mm

Tubo de apoio da bomba com 2 garras com alavanca de liberação rápida

Pump holder tube with 2 clamps with quick-release lever

Z-DOCK39

Suporte para cilindro de oxigênio para cilindros de 5 litros com garra de liberação rápida

Oxygen bottle holder for bottles of 5 l with quick-release-lever

Z-DOCK40

Suporte para cilindro de oxigênio altura regulável, para cilindros de 2, 3 ou 5 litros com 2 x conjuntos de garras para tubo redondo Ø 38 mm

Oxygen bottle holder height adjustable, for bottles of 2, 3 or 5 l with set of clamps for round tube Ø 38 mm

Zubehör Accessories



Z-DOCK33

Suporte para cilindro de oxigênio para cilindros de 10 litros, fixada em 2 trilhos de equipamentos

Oxygen bottle holder for bottles of 10 l, fix mounted on 2 medical rails



Z-DOCK34

Placa de cobertura de aço inoxidável, Dimensões: aprox. 620×410 mm

Stainless steel cover plate, dimensions: appr. 620×410 mm



Z-DOCK36

Suporte de alimentação com cinto tensor para montagem em trilho de equipamento, com garra de liberação rápida; Dimensões cerca de 100×70 mm

Mount for power pack with tensioning strap to mount on medical rail, with quick-release-lever; dimensions appr. 100 × 70 mm



Z-DOCK37

Porta-malas de emergência para montagem em trilho de equipamento com garra de liberação rápida; Dimensões aprox. 440 × 200 mm

Mount for emergency kit to mount on medical rail, with quick-release-lever; dimensions appr. 440 × 200mm



Z-DOCK38

Suporte de monitor com gaveta para montagem entre os fontanários diâmetro 38 milímetros; Material: aço inoxidável; Dimensão da placa: aprox. 300×350 mm

Monitor shelf with drawer to mount between the round tubes Ø 38 mm; material: stainless steel; dimensions of cover plate appr. 300 × 350 mm

Anexos opcionais* Optional Accessories*



Alças de empurrar;
Material: aço inoxidável

D-shaped pushing-handles;
material: stainless steel



Elemento de fixação para fixação na cama, para tubo redondo Ø 32 – 45 mm ou trilhos de equipamentos 25×10mm; Material: aço inoxidável

Clamping device for round tubes Ø 32 – 45 mm or medical rails 25×10 mm; material: stainless steel



Espaçador para aumentar a distância entre cama e provi-DOCK

Spacer to extend the distance between bed and provi-DOCK

*só pode ser instalado na fábrica | *to be mounted by the manufacturer only