

# Unidade "MÓVEL+" com 2 tubos Pré-limpeza e desinfecção por imersão

T-T05060

## PRODUCT.PDF.DESCRPTION

Carga útil total (kg)	18
Tubos de limpeza/desinfecção	Pré-limpeza enzimática e desinfecção por imersão
Campo de aplicação	TEE-Care (Sondas de ultrassom)
Comprimento do tubo de imersão	1.160 (ca.)
Diâmetro do tubo	Ø 33,7 mm
Material do tubo de suporte	aço inoxidável
Altura do tubo de suporte	1650
Função da unidade	desinfecção incluindo pré-limpeza
Reprocessamento da sonda	por desinfecção por imersão
Diâmetro da base	Ø 630 mm
Rodízios	Rodas duplas



## PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,7 m
Height Box1	0,2 m
Length Box1	0,7 m
Weight Box1	10 kg
Width Box2	0,3 m
Height Box2	0,3 m
Length Box2	1,7 m
Weight Box2	6 kg



Limpeza de economia de tempo



T-T05060

## Unidade "MÓVEL+" com 2 tubos

